

	COLPOFIX	PAPILOCARE
INDICATION	Traitement des lésions du col de l'utérus occasionnées par le HPV	
PROPRIÉTÉS	1. Aide à la régression des lésions CIN1 2. Améliore la clairance du HPV 3. Favorise l'épithélialisation de la muqueuse cervicale 4. Restaure les conditions physiologiques vaginales	
COMPOSITION	POLYCARBOPHILE (Polymère de synthèse) <ul style="list-style-type: none"> • Forte capacité de muco-adhésion contient des ions H+ qui permettent une liaison avec la mucine sécrétée par les muqueuses • Forme un film qui couvre et protège la muqueuse cervico-vaginal • Maintient une acidité favorable au microbiote vaginal une fois lié au mucus, les protons sont libérés ce qui réduit le pH local 	
	CARBOXYMETHYL β-GLUCAN (polysaccharide naturel) se trouve dans : levures, bactéries, champignons, algues, orge, avoine → soluble dans l'eau <ul style="list-style-type: none"> • Haut pouvoir de viscosité • Associé au polycarbophile, forme un gel thixotropique : Viscosité variable selon la force mécanique qui lui est appliquée <ul style="list-style-type: none"> - Texture liquide sous pression - Texture gel au repos • Stimule l'immunité locale + épithélialisation • Prébiotique anti-oxydant 	
FORMULE	Formule simple et efficace	Formule à 7 ingrédients
GALÉNIQUE	Gel « SPRAYABLE » <ul style="list-style-type: none"> • Imprégnation complète et homogène • Pas d'écoulement Canule anatomique <ul style="list-style-type: none"> • Application au plus près de la zone cible N'irrite pas, ne démange pas, ne laisse pas de résidus, ne coule pas	Galénique gel «standard »
FORMES PRÉSENTATIONS	→ Flacon de 20 ml + 10 applicateurs à usage unique, emballés individuellement <ul style="list-style-type: none"> • DM IIa CE0373 → PVC : 27,50€ <ul style="list-style-type: none"> • TVA 20% 	Plusieurs présentations : → boîte de 7 et 21 tubes-canules → 2 tubes de 40 ml + applicateur
MODE D'UTILISATION POSOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pulvérisations de spray 1 fois / jour - le soir avant le coucher • 20 jours consécutifs par mois • Pendant 3 mois 	
CONSEILS D'UTILISATION	<ul style="list-style-type: none"> • Il est recommandé de tenir le flacon verticalement et d'actionner le spray avec le pouce • Après une chirurgie du col , délai de 1 mois avant l'utilisation 	
DURÉE DE TRAITEMENT RECOMMANDÉE	3 mois	6 mois
COÛT	Pour 3 mois de traitement : 150 € (6 boîtes)	Pour 6 mois de traitement : env. 300 €
PREUVES D'EFFICACITÉ	→ 2 études publiées (rétrospectives) • 1800 patientes	Développement clinique en cours : → Pilote sur 21 patientes (Palacios S et al., 2017) → 1 essai clinique de phase IIb Régression des lésions ASCUS/LSIL (cytologie + colposcopie négatives) après 6 mois de traitement : 85% Groupe Papilocare (43/53) vs 63% Groupe contrôle (20/31)
ÉTUDES	Stentella P et al., 2017 (n=999) 20 jours d'application COLPOFIX / mois, pdt 2 mois	
	RÉGRESSION DES LÉSIONS CIN1 95,7% COLPOFIX vs 71% contrôle , à 6 mois	
	Lavitola G et al., 2020 (n=784) 3 mois d'application COLPOFIX	
	ELIMINATION DU HPV FAVORISÉE - 39,1% COLPOFIX vs -16,5% contrôle , à 6 mois RE-EPITHÉLIALISATION FAVORISÉE - Réduction de l'ectopie - Augmentation de la métaplasie RESTAURATION DES CONDITIONS PHYSIO. VAGINALES - <i>pH, équilibre du microbiote vaginal</i>	